




Vertrauen in Präzision und Qualität

Loops

Retraktionsbänder aus Silikon


Anwendung:

- + Anschlingen und mechanische Unterstützung von Organen
- + Anschlingen von Gefäßen, Sehnen und Nerven
- + Kennzeichnung von Gewebearten



Produktdetails:

- röntgenkontrastfähig
- Farbcodierung zur Orientierung
- verfügbare Längen: 45 / 50 / 60 / 75 cm
- verschiedene Stärken
- abgeflachte Geometrie



Hersteller:
Mediloop
Neuromedex GmbH
Vierenkamp 15
22453 Hamburg
Deutschland

Hersteller:
Primedloop Primed
Halberstadt Straße
des 20 Juli 1
38820 Halberstadt
Deutschland

Vertrieb durch:



CE 0197

Kontakt:

Catgut GmbH
✉ catgut@catgut.de
☎ 037422 – 583 0

Stand: Februar 2022



Vertrauen in Präzision und Qualität

Loop Sortiment

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung (Lieferant)	Menge pro Folie und Länge	Breite	VPE	Einheit
012803	Mediloop mini weiss 0,9x1,4 mm Länge: 2x50 cm	2*0,50	0,9 mm	10 Folien / Box	Folien a 2 Stück
012802	Mediloop mini rot 0,9x1,4 mm Länge: 2x50 cm	2*0,50	0,9 mm	10 Folien / Box	Folien a 2 Stück
012801	Mediloop mini blau 0,9x1,4 mm Länge: 2x50 cm	2*0,50	0,9 mm	10 Folien / Box	Folien a 2 Stück
012804	Mediloop mini gelb 0,9x1,4 mm Länge: 2x50 cm	2*0,50	0,9 mm	10 Folien / Box	Folien a 2 Stück
012813	Mediloop maxi weiss 1,1x2,5 mm Länge: 2x50 cm	2*0,50	1,1 mm	10 Folien / Box	Folien a 2 Stück
012812	Mediloop maxi rot 1,1x2,5 mm Länge: 2x50 cm	2*0,50	1,1 mm	10 Folien / Box	Folien a 2 Stück
012811	Mediloop maxi blau 1,1x2,5 mm Länge: 2x50 cm	2*0,50	1,1 mm	10 Folien / Box	Folien a 2 Stück
012814	Mediloop maxi gelb 1,1x2,5 mm Länge: 2x50 cm	2*0,50	1,1 mm	10 Folien / Box	Folien a 2 Stück
LS451W*	Bioloop weiß 2,5x1 mm Länge: 2x45 cm	2*0,45	2,5 mm	36 Folien / Box	Folien a 2 Stück
LS452Z*	Bioloop rot / blau 2,5x1 mm Länge: 2x45 cm	2*0,45	2,5 mm	36 Folien / Box	Folien a 2 Stück
012822	Mediloop supermaxi rot D 4,9x1,3 mm / L 2x50 cm	2*0,50	4,9 mm	10 Folien / Box	Folien a 2 Stück
012821	Mediloop supermaxi blau D 4,9x1,3 mm / L 2x50 cm	2*0,50	4,9 mm	10 Folien / Box	Folien a 2 Stück
20409	Primedloop gelb D 5x1,5 mm / L 2x45 cm	2*0,45	5,0 mm	10 Folien / Box	Folien a 2 Stück
20408	Primedloop weiß D 5x1,5 mm / L 2x45 cm	2*0,45	5,0 mm	10 Folien / Box	Folien a 2 Stück
LS752W*	Bioloop weiß: 2,5x1 mm Länge: 2x75 cm	2*0,75	2,5 mm	36 Folien / Box	Folien a 2 Stück
LS752R*	Bioloop rot D 2,5x1 mm / L 2x75 cm	2*0,75	2,5 mm	36 Folien / Box	Folien a 2 Stück
LS752Y*	Bioloop gelb D 2,5x1 mm / L 2x75 cm	2*0,75	2,5 mm	36 Folien / Box	Folien a 2 Stück
LS752B*	Bioloop blauD 2,5x1 mm / L 2x75 cm	2*0,75	2,5 mm	36 Folien / Box	Folien a 2 Stück
LS755R*	Bioloop rot D 4,7x1,3 mm / L 1x75 cm	1*0,75	4,7 mm	36 Folien / Box	Folie a 1 Stück
LS755B*	Bioloop blau D 4,7x1,3 mm / L 1x75 cm	1*0,75	4,7 mm	36 Folien / Box	Folie a 1 Stück

Bitte beachten Sie, dass die Gefäßchirurgie bestimmte Eigenschaften von Silikon-Loops als wichtig erachten **kann**.
* auf Anfrage mit ggf. Mindestmenge und längerer Lieferzeit